

TP: Longe.

Module MP3

Préparation du TP :

Cheval = brossage - pansage. Surveillance - Observation  
équipement du cheval

Matériels: quètrre ou bande de polo  
protège glômes ou cloches  
protège boulets  
longe  
filet sans les rênes  
surfaix, avec ou sans tapis  
élastiques ou autre enrênement  
chambrière.

Sécurité :

-pour l'animal : bandes posées sans pli  
quètres bien positionnées, ajustées  
cloches pas trop serrées, à l'endroit  
surfaix ajusté (! ne doit pas tourner)  
tapis plié, sans pli, dégarraté, attache  
du tapis vers le ciel  
Filet ajusté  
Élastiques attachés au surfaix

-pour le longeur : gants  
chambrière  
chaussures sécurité  
longe pliée correctement

Mise en oeuvre du TP :

- Amener le cheval vers l'aire de travail = longe attachée, colbert fait  
bien ouvrir la porte du box

- Sur l'aire de travail : Positionner le colbert.  
Commencer le travail au pas, à la main ou le cheval est plus à l'aide ou gauche.  
Installer le cheval sur le cercle :
  - S'il revient vers le longeur, la chambrière s'avance vers l'épaule pour l'écartier.
  - S'il ne veut pas avancer, mettre le cheval sur un cercle plus petit et avec la chambrière le mettre en avant.
  - S'il part au galop dès le début :
    - On essaie de l'arrêter → vers le mur
    - le calmer → parler doucement
    - On raccourcit le cercle
    - On présente la chambrière devant luiParfois on le laisse se débrouiller en faisant attention à la sécurité.

- le travail : 5 min de pas à 1 main  
————— à l'autre main  
————— au trot  
————— à l'autre main  
Retour au calme au pas (1 à 5 min).

- Si enrennement :  
Pendant la 2<sup>ème</sup> période de pas, ou au début du trot resserrer l'enrennement (pas toujours) au fur et à mesure du travail.

- fin de travail = arrêt du cheval

* désattacher le cheval / nettoyer le matériel	enlever le colbert
réaliser les soins	attacher la longe en direct
rentrer le cheval au boxe.	enlever l'enrennement
	dessangler
	ramener le cheval vers l'aire de préparation.
	*